



Datenblatt

Augenspülstation 2 x 0,5 - 1 L / 1 ST

1,1 x Pflasterspender CEDERROTH

Artikelnummer: 4000386480



Beschreibung:

Augenspülstation 2 x 0,5 l, 1 x Pflasterspender CEDERROTH · mit 2 Flaschen gefüllt – spülen und neutralisieren in Einem · beim Herausdrehen der Flaschen aus den Halterungen öffnen diese sich automatisch · durch die gepufferte Augenspüllösung wird der pH-Wert des Auges weitestgehend wieder hergestellt, d. h. die Spüllösung hat eine neutralisierende Wirkung auf Basen und Säuren · der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · die Flaschen sind so konstruiert, dass das Auge ca. 1,5 min mit reichlich Flüssigkeit gespült wird · die Spülstation enthält extra Platz für Produkte eigener Wahl, wie z. B. Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe · zusätzlich ist die Station mit einem Salvequick Pflasterspender versehen · die

Pflasterrefills sind in dem Spender arretiert, die leeren Refills werden einfach mit dem Spezialschlüssel entferntInhalt:2 Augenspülflaschen à 0,5 l1 Salvequick Pflasterspender einschließlich 40 Textil- und Kunststoffpflaster1 Anweisung für die Augendusche1 Schlüssel · Weitere technische Eigenschaften Spülzeit ca.: 1,5min · Ausführung: inkl. Anweisung für Augendusche, Schlüssel

Produktmerkmale:

Inhalt	2 x 0,5 l, 1 x Pflasterspender
Tiefe ca. mm	120
Höhe ca. mm	560
Breite ca. mm	290

